




Nueva generación de B-TCP

iSiOS+ es la nueva generación de B-TCP desarrollado por Kasios, este nuevo biomaterial tiene una macroporosidad del 90-95% (en vez del 50-60% anterior) y una microporosidad del 7-8%.

Este tipo de biomaterial viene a sustituir a todos los ya existentes. Las ventajas son evidentes:

- Su estructura de poro abierto es análoga a la del hueso humano (produce poros de 200-500 μm) consiguiendo una perfecta interconexión y vascularización.
- El material es reabsorbido al 100% y más rápidamente (queda enteramente sustituido en 6-7 meses)
- Produce hueso de calidad, sin partículas y estable para fresar y colocar implantes.
- Hace innecesario mezclar con hueso autólogo (evitando tener que obtenerlo) ya que produce resultados similares y es económico.
- Sin riesgos de infección, inflamación o alergias.
- Sintético, evitando biomateriales de riesgo como alogénicos o xenogénicos y facilitando la aceptación del paciente.
- Calidad certificada.



iSiOS+

Cantidad

Kit 150-500 μm	5 x 0,5 cc (2,5 grs.)
Kit 500-1000 μm	5 x 0,5 cc (2,5 grs.)
Kit 1000-2000 μm	5 x 0,5 cc (2,5 grs.)
Kit 1000-2000 μm	5 x 1 cc (5 grs.)
Kit 1000-2000 μm	5x2 cc (10 grs.)